

快適フィット使い切りタイプ

サージカルマスク 3層構造 ホワイト

Fresh+ SURGICAL MASK

JIS T9001 医療用マスク クラス II

SURGICAL MASK

Fresh+

フレッシュプラス



ノーズワイヤー

快適フィット



フリーサイズ 50枚入
約175×95mm

※マスクは感染（侵入）を完全に防ぐものではありません。




ダンボール
サイズ：520×380×380mm

Fresh+ サージカルマスク 3層構造 医療用マスククラス II

商品CD	87762
1枚サイズ	フリーサイズ 約175×95mm
パックサイズ	W184×H90×D100mm
1パック入数	50枚入
ケース入数	50枚PE袋×40箱(2,000枚)
JAN	
ITF	14975139018215

使用方法



ブリーツを伸ばして
マスクを広げます。



マスク下部のアルファベット
が正しく読める面を表側にし、
耳ひもを両耳にかけます。



ノーズフィッターを鼻の形
に合わせて軽く押さえ、
マスクのブリーツを広げ
てください。

日本産業規格 JIS T 9001
医療用マスククラス II 規格適合番号 M22206011

適合番号発行元：JHPIA

試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	16.0 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PEF：微小粒子捕集効率

BFE：バクテリア飛まつ捕集効率

VFE：ウイルス飛まつ捕集効率

大黒工業株式会社

本社：TEL 0896-24-2140

URL <http://www.daikoku-com.jp>

札幌営業所：TEL 011-684-2461
仙台営業所：TEL 022-287-3374
盛岡出張所：TEL 019-659-2393
東京支社：TEL 03-3845-5311
埼玉営業所：TEL 048-773-7161

新潟営業所：TEL 0256-66-4010
神奈川営業所：TEL 046-220-0715
岐阜営業所：TEL 058-388-1345
大阪営業所：TEL 06-4861-1170
中四国営業所：TEL 0896-24-2140

福岡営業所：TEL 092-631-3400
鹿児島出張所：TEL 099-229-9234
マーケティング事業部：TEL 03-3845-5677
パオ三島店：TEL 0896-24-6011